

# CORE Sinus Master KIT 사양

Order Code : CSMK

- Crestal & Lateral Approach 통합
- Guided/Non-Guided Type 시술 가능

## Crestal Guide Drill

드릴링 시 사용



## Initial Guide Drill

초기 드릴링 시 사용



## Tissue Punch

치은 제거 시 사용



## Lateral Guide Drill

측면 가이드 거상 시 사용



## Lateral Drill

측면 거상 시 사용




## Lateral Wall Expander

천공된 측벽 확공 시 사용




## Depth Gauge

천공된 드릴링 깊이 확인 시 사용



## Membrane Lifter

수압 거상 시 사용




## Non-Guided Stopper

천공할 깊이에 맞게 선택하여 사용



## Guided Stopper

천공할 깊이에 맞게 선택하여 사용



## Bone Pusher

천공 Hole에 Bone 주입 시 사용



## Curette 2

Membrane 거상 및 분리



## Curette 1

Membrane 거상 및 분리



## Bone Carrier

Bone 주입 시 사용

